

### Uso

El Wako LDL-C Calibrator ha sido diseñado para su empleo con el reactivo LDL-C L-Type en la determinación del colesterol unido a la lipoproteína de baja densidad (LDL-C) en suero.

### Reactivos y composición

LDL-C Calibrator: 4 viales x par 1 mL.  
Contiene suero humano y estabilizador.

### Preparación

Añadir con precisión 1 mL de agua destilada o desionizada para disolver el contenido de cada vial. El calibrador reconstituido es estable durante 7 días a 2–10 °C.

### Valores asignados y su determinación

Valores asignados: ver la etiqueta en el vial.  
Determinación: Basada en el método de referencia US CDC LDL-C.

### Condiciones de almacenamiento

Mantener a 2–10 °C.

### Advertencias y precauciones

- Para diagnóstico *in vitro*.
- Para uso profesional.
- No utilizar internamente en personas o animales.
- No emplear reactivos que hayan superado la fecha de caducidad indicada en la etiqueta de cada envase.
- No emplear los reactivos descritos anteriormente para propósitos diferentes al indicado.
- En la fabricación de este producto se ha utilizado suero humano. Se ha comprobado su negatividad para el HBsAg y los anticuerpos anti-HIV y anti-HCV. Dado que ningún ensayo puede ofrecer garantías absolutas de que los productos derivados de sangre humana no transmiten agentes infecciosos. Se recomienda manejarlos con las mismas precauciones que si de muestras de pacientes se tratase.
- Cuando se deseché el reactivo. Hacerlo de acuerdo con las regulaciones locales o nacionales.
- Este kit contiene componentes clasificados como sigue de acuerdo con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008.

### Pictogramas de peligro



Atención

### Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1)

### Indicaciones de peligro

- Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

### Consejos de prudencia

- Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
- En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

### Presentaciones

Código N°	Producto	Presentación
419-24032	LDL-C Calibrator	CAL: 4 x par 1 mL