

Určené použití

Činidlo je určeno k použití jako ředící roztok vzorků. Činidla používejte s přípravkem β-Glucan Test.

Činidla a přísady

β-Glucan Sample Diluent: 0,9 ml x 10 lahví (lidský albumin)

Příprava činidla

Roztok β-Glucan Sample Diluent používejte v dodávaném stavu. Roztok β-Glucan Sample Diluent je stabilní až do data expirace vytištěného na štítku při skladování při teplotě 2–10 °C (nesmí zmraznout).

Postup

- Příklad 10násobného ředění**
Přidejte 0,1 ml upraveného vzorku do roztoku β-Glucan Sample Diluent a řádně promíchejte. Vzorek by měl být použit upravený a naředěný.
- Příklad 4násobného ředění**
Přidejte 0,3 ml upraveného vzorku do roztoku β-Glucan Sample Diluent a řádně promíchejte. Vzorek by měl být použit upravený a naředěný.

Neprodlužte pomocí přístroje „Toxinometer MT-6500“ provedte měření (viz v příbalová příručka „β-Glucan Test“).

Varování a bezpečnostní opatření

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Signální slovo: varování

Výstražné symboly:



Standardní věty

o nebezpečnosti: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

- P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít/chrániče sluchu.
- P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte).
- P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Označení pro nebezpečné složky: methylisothiazolinone

<Opatření týkající se použití>

- Pro diagnostické účely *in vitro*.
 - Činidlo nepoužívejte v žádných jiných postupech a pro jiné účely, než které jsou popsány v tomto dokumentu. Podrobnější informace naleznete v příbalové příručce pro „β-Glucan Test“.
 - Činidla uchovávejte za stanovených podmínek. Činidla nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku nádoby s činidlem.
 - Nepoužívejte činidlo, které bylo neúmyslně zmrazeno.
 - Po otevření je činidlo doporučeno okamžitě spotřebovat. Neskladujte je.
 - Přístroj používaný v procesu nesmí být kontaminován (1 → 3)-β-D-glukanem.
 - Během testování dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaminaci (1 → 3)-β-D-glukanem.
 - Roztok β-Glucan Sample Diluent obsahuje materiály lidského původu. Materiály byly testovány a shledány negativními pro HBsAg, protilátky anti-HIV-1 / HIV-2 a protilátky anti-HCV.
- Vzhledem k tomu, že nelze s jistotou vyloučit riziko infekce, s léčivými přípravky musí být zacházeno jako s potenciálně biologicky nebezpečnými látkami, jako jsou séra pacientů.

<Opatření týkající se ochrany před nebezpečím>

- Pokud činidla přijdou do styku s ústy, očima nebo pokožkou, neprodleně je umyjte velkým množstvím vody. V případě potřeby se poraďte s lékařem.
- Pokud používáte skleněné pipety, nepipetujte ústy, ale použijte bezpečnostní pipetu.
- Při odstraňování hliníkové perle z lahvičky dávejte pozor, abyste se o ni neporežali.

<Opatření týkající se likvidace>

- Činidla likvidujte podle místních nebo národních předpisů.
- Všechna zařízení, včetně činidel a lahví s činidly, která přicházejí do styku se vzorky, je třeba považovat za potenciálně infekční.

Podmínky skladování

| Produkt | Podmínky skladování |
|-------------------------|---------------------------------------|
| β-Glucan Sample Diluent | Skladujte v teplotním rozmezí 2–10 °C |

Informace pro objednání

| Kód | Produkt | Balení |
|-----------|--|------------------------------|
| 993-04201 | β-Glucan Test R1: Přípravný roztok | 50 x 0,9 ml |
| 997-04101 | β-Glucan Test R2: Činidlo LAL | 50 x pro 0,2 ml |
| 995-04401 | LAL Control R1: LAL Control (lyofilizovaný) R2: Kontrolní rozpouštěcí pufr | 10 x pro 0,5 ml 10 x 2 ml |
| 999-04301 | β-Glucan Sample Diluent | 10 x 0,9 ml |
| 995-04901 | Hliníková perle | 10 x 10 jednotek |
| 995-05001 | BC Tip EXT | 100 špiček |
| 991-05101 | BC Tip 1000-R | 100 špiček |
| 993-04701 | Toxinometer MT-6500 | 1 jednotka |
| 999-04801 | Rozšiřovací modul MT-6500 | 1 jednotka |
| 993-03601 | Termostanice TS 70/16 | 1 jednotka |
| 998-22211 | Cooling Station | 1 jednotka |