

Χρήση για την οποία προορίζεται

Ο Wako LDL-C Calibrator σχεδιάστηκε για χρήση με την εξέταση Wako LDL-C L-Type για τον καθορισμό της χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης χοληστερόλης (LDL-C) στον ορό.

Αντιδραστήρια και συστατικά

LDL-C Calibrator (βαθμονομητής): 4 φιαλίδια x για 1 mL.
Περιέχει ανθρώπινο ορό και σταθεροποιητή.

Προετοιμασία αντιδραστηρίου

Προσθέστε ακριβώς 1 mL απεσταγμένου ή απιονισμένου ύδατος για να διαλύσετε το περιεχόμενο κάθε φιαλιδίου βαθμονομητή. Ο ανασυσταμένος βαθμονομητής είναι σταθερός για 7 ημέρες στους 2–10 °C.

Οριζόμενες τιμές και προσδιορισμός αυτών

Οριζόμενες τιμές: Δείτε τις ετικέτες των φιαλιδίων.
Προσδιορισμός: Βασίζεται στη μέθοδο US CDC LDL-C.

Συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται στους 2–10 °C.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

- Για *in Vitro* Διαγνωστική Χρήση.
- Μόνο για επαγγελματική χρήση.
- Να μη χρησιμοποιείται εσωτερικά σε ανθρώπους ή ζώα.
- Να μη χρησιμοποιείτε τα αντιδραστήρια μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην ετικέτα του περιέκτη.
- Να μη χρησιμοποιείτε τα αντιδραστήρια που περιγράφονται άνωθεν, σε άλλες διαδικασίες από αυτές που περιγράφονται στο εσώκλειστο.
- Για την παρασκευή αυτού του βαθμονομητή έχει χρησιμοποιηθεί υλικό από ανθρώπινο ορό. Ο ανθρώπινος ορός που χρησιμοποιήθηκε εξετάστηκε και βρέθηκε αρνητικός HbsAg, αντι-HIV αντίσωμα και αντι-HCV αντίσωμα. Επειδή καμία εξέταση δε μπορεί να δώσει πλήρη επιβεβαίωση ότι τα προϊόντα που προέρχονται από ανθρώπινο αίμα δε θα μεταδώσουν μολυσματικούς παράγοντες, συνιστάται να χειρίζεστε το βαθμονομητή με την ίδια επικινδυνότητα όπως και κατά το χειρισμό των δειγμάτων ασθενών.
- Όταν απορρίπτετε τα αντιδραστήρια το κάνετε σύμφωνα με τους τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς.
- Το προϊόν περιέχει συστατικά που ταξινομούνται ως ακολούθως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

Εικονογράμματα κινδύνου



Προσοχή

Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες:
μίγμα των :5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1)

Δηλώσεις κινδύνου

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Δηλώσεις προφυλάξεων

- Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Πληροφορίες παραγγελίας

Κωδικός αρ.	Προϊόν	Συσκευασία
419-24032	LDL-C Calibrator	CAL: 4 x για 1 mL