

Read this instruction sheet thoroughly before use!

Bitte die Packungsbeilage vor Gebrauch sorgfältig lesen!

270-77000
0318D3

Intended use

The Wako NEFA Standard is designed to be used with Wako NEFA-HR(2) reagent for the quantitative determination of the free fatty acids (FFA) in serum.

Reagents and ingredients

CAL: 2 x 10 mL.
Contains: Oleic acid, Stabilizer

Reagent preparation

The standard is supplied in a liquid form.

Assigned values and their determination

Assigned value: see bottle label.
Traceable to Wako internal standard.

Storage condition

Store at 2–10 °C.
Expiration date: see bottle labels or package.

Warnings and precautions

- For *in vitro* diagnostic use.
- The usage and application of this test is reserved for professional use only. Please refer to respective national and local regulations and legislation.
- Not to be used internally in humans or animals.
- Do not use reagents past the expiration date stated on each reagent container label.
- Do not use the calibrator for any other purpose than described herein.
- This product contains stabilizers. Sodium azide may react with copper or lead plumbing to form explosive compounds. Even though this product contains minute quantities of sodium azide, drains should be flushed well with a large amount of water when discarding the solution.
- If the standard comes into contact with mouth, eyes or skin, wash off immediately with a large amount of water. Consult a physician if necessary.
- When discarding this product, dispose of it according to local or national regulations.

Ordering information

Code No.	Product	Package
270-77000	NEFA Standard	CAL: 2 x 10 mL

Anwendungszweck

Der Wako NEFA Standard ist zur gemeinsamen Verwendung mit dem NEFA-HR(2)-Reagenz zur quantitativen Bestimmung der freien Fettsäuren (FFA) im Serum vorgesehen.

Reagenzien und Inhalt

CAL: 2 x 10 ml.
Inhalt: Oleinsäure, Stabilisator.

Kalibrator-Vorbereitung

Der Kalibrator wird gebrauchsfertig geliefert.

Sollwerte und ihre Bestimmung

Sollwert: siehe Flaschenetikett.
Rückführbar über Wako internen Standard.

Lagerbedingungen

Lagerung bei 2–10 °C.
Verfallsdatum: siehe Flaschenetiketten oder Packung.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

- Nur für *in-vitro*-Bestimmungen.
- Die Anwendung dieses Tests ist ausschließlich ausgebildetem Fachpersonal vorbehalten. Es gelten die einschlägigen nationalen und regionalen Vorschriften und Gesetze.
- Darf beim Menschen oder Tier nicht *in vivo* angewendet werden.
- Reagenzien nach dem auf der Packung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.
- Der Kalibrator darf zu keinem anderen als dem hier beschriebenen Zweck verwendet werden.
- Dieses Produkt enthält Natriumazid als Konservierungsmittel. Natriumazid kann mit Kupfer oder Blei explosive Gemische bilden. Auch wenn die Reagenzien nur minimale Mengen Natriumazid enthalten, sollten die Abflüsse ausgiebig mit Wasser gespült werden, wenn die Reagenzien entsorgt werden.
- Wenn Kalibrator mit Mund, Augen oder Haut in Kontakt kommt, ist sofort mit viel Wasser abzuwaschen. Bei Bedarf einen Arzt hinzuziehen.
- Bei der Entsorgung dieses Produkts sind die einschlägigen lokalen oder nationalen Bestimmungen zu beachten.

Bestellinformation

Bestell-Nr.	Produkt	Packung
270-77000	NEFA Standard	CAL: 2 x 10 ml