

### Finalità d'uso

Il Wako LDL-C Calibrator viene utilizzato nel test dell' LDL-C L-Type per il dosaggio quantitativo per il dosaggio quantitativo del colesterolo a bassa densità di lipoproteine nel siero.

### Reagenti e componenti

LDL-C Calibrator: 4 flaconi x per 1 mL.  
Contiene siero umano e stabilizzatore.

### Preparazione del reagente

Aggiungere 1 mL di acqua distillata o deionizzata per sciogliere il contenuto di ogni flacone di Calibratore. Il calibratore così ricostituito è stabile 7 giorni a 2–10 °C.

### Valori assegnati e loro determinazione

Valori assegnati: riportati sulle etichette dei flaconi.  
Determinazione: si basa sul metodo di riferimento del CDC LDL-C americano.

### Conservazione

Conservare a 2–10 °C.

### Avvertenze e precauzioni

- Per uso diagnostico *in vitro*.
- Solo per uso professionale.
- Non per uso interno umano o animale.
- Non utilizzare i reagenti dopo la data di scadenza apposta sulle etichette di ogni flacone di reagente.
- Non utilizzare questo calibratore per nessun altro scopo se non per quello qui riportato.
- Per preparare questo prodotto è stato utilizzato siero umano. Il siero umano utilizzato è stato testato ed è risultato negativo all'HBsAg, agli anticorpi anti-HIV e anti-HCV. Poiché nessun test può offrire una sicurezza completa che i prodotti che derivano da sangue umano non possano trasmettere agenti infettivi, si consiglia di trattare questo prodotto con le stesse avvertenze e precauzioni usate per i sieri dei pazienti.
- Eliminare il prodotto seguendo le disposizioni locali o nazionali.
- Il presente kit contiene composti classificati in base di regolamento (CE) n. 1272/2008.

### Pittogrammi di pericolo



Attenzione

### Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:

Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)

### Indicazioni di pericolo

- Può provocare una reazione allergica cutanea.

### Consigli di prudenza

- Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico
- Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

### Informazioni per ordinare

Codice N°	Prodotto	Confezionamento
419-24032	LDL-C Calibrator	CAL: 4 x per 1 mL