

### Χρήση για την οποία προορίζεται

Ο Wako HDL-C Calibrator σχεδιάστηκε για χρήση με την εξέταση Wako HDL-C L-Type για τον ποσοτικό προσδιορισμό της υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνης χοληστερόλης (HDL-C) στον ορό.

### Αντιδραστήρια και συστατικά

HDL-C CAL: 4 φιαλίδια x για 3 mL.  
Περιέχει ανθρώπινο ορό και συντηρητικό.

### Προετοιμασία αντιδραστηρίου

Προσθέστε ακριβώς 3 mL απεσταγμένου ή απιονισμένου ύδατος για να διαλύσετε το περιεχόμενο κάθε φιαλιδίου βαθμονομητή. Ο ανασυσταμένος βαθμονομητής είναι σταθερός για 7 ημέρες στους 2-10 °C.

### Οριζόμενες τιμές και προσδιορισμός αυτών

Οριζόμενες τιμές: Δείτε τις ετικέτες των φιαλιδίων.  
Προσδιορισμός: Βασίζεται στη μέθοδο US CDC HDL-C.

### Συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται στους 2-10 °C.  
Ημερομηνία λήξης: βλέπε την ετικέτα των φιαλιδίων ή της συσκευασίας.

### Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

- Για *in vitro* διαγνωστική χρήση.
- Για επαγγελματική χρήση μόνον. Ανατρέξτε στους σχετικούς εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.
- Να μη χρησιμοποιείται *in vivo* σε ανθρώπους και ζώα.
- Μην χρησιμοποιείτε τα αντιδραστήρια μετά από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευασίας του κάθε αντιδραστηρίου.
- Μη χρησιμοποιείτε τα παραπάνω αντιδραστήρια για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που περιγράφεται εδώ. Ανατρέξτε στο εσωκλειστο για οδηγίες χρήσης.
- Ο βαθμονομητής σχεδιάστηκε για χρήση με το Wako HDL-C L-Type. Μην τον χρησιμοποιείτε με άλλα αντιδραστήρια.
- Ο ανθρώπινος ορός που χρησιμοποιήθηκε εξετάστηκε και βρέθηκε αρνητικός HBSAg, αντι-HIV αντίσωμα και αντι-HCV αντίσωμα. Επειδή καμία εξέταση δε μπορεί να δώσει πλήρη επιβεβαίωση ότι τα προϊόντα που προέρχονται από ανθρώπινο αίμα δε θα μεταδώσουν μολυσματικούς παράγοντες, συνιστάται να χειρίζεστε το βαθμονομητή με τις ίδιες προφυλάξεις όπως και κατά το χειρισμό των δειγμάτων ασθενών.
- Κατά την απόρριψη των αντιδραστηρίων, τηρείστε τους τοπικούς ή τους εθνικούς κανονισμούς.
- Εάν τα αντιδραστήρια έρθουν σε επαφή με το στόμα, τα μάτια ή το δέρμα, εκπλύνετε με μεγάλη ποσότητα ύδατος. Συμβουλευτείτε ιατρό, εάν απαιτείται.
- Προσέξτε να μην κοπείτε με το αλουμινένιο καπάκι όταν το αφαιρείτε από το φιαλίδιο.
- Το προϊόν περιέχει συστατικά που ταξινομούνται ως ακοιλούθως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008.

### Εικονογράμματα κινδύνου



#### Προσοχή

**Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες:**  
μίγμα των 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1).

#### Δηλώσεις κινδύνου

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

#### Δηλώσεις προφυλάξεων

- Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

### Ποιοτικός έλεγχος

Συνίσταται ένα πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου για όλα τα κλινικά εργαστήρια.

### Πληροφορίες παραγγελίας

Κωδικός αρ.	Προϊόν	Συσκευασία
416-51095	HDL-C Calibrator	CAL: 4 x για 3 mL.