



De volgende symbolen worden in reagentieverpakkingen voor FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH gebruikt:



Gebruiksaanwijzing
in acht nemen



Bruikbaar tot
(laatste dag van de maand)



Opgelet, raadpleeg
bijgevoegde papieren



Fabrikant



Artikelnummer



Kalibrator



Voor diagnostische toepassing
in vitro



Controle



Inhoud van de verpakking



Kalibratiewaarde



Bewaartemperatuur



Herbruikbaar materiaal



Charge-aanduiding

