



При маркировке упаковок химических реагентов компания Вако Хемикалс (FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH) использует нижеследующие условные обозначения:



Следует обратить внимание на инструкции по применению



Использовать до (последний день месяца)



Обязательно ознакомьтесь с прилагающей документацией



Производитель



Номенклатурный номер



Калибратор



Предназначен для диагностики в лабораторных условиях



Контроль



Содержание упаковки



Значение, используемое для калибровки



Температура хранения



Материал многоразового использования



Номер партии

