



Następujące symbole stosowane są na opakowaniach odczynników firmy FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH:



Należy zapoznać się z instrukcją obsługi



Zużyć do (ostatni dzień miesiąca)



Ostrożnie! Zapoznać się z załączoną dokumentacją



Producent



Nr artykułu



Kalibrator



Do zastosowania diagnostycznego *in vitro*



Kontrola



Zawartość opakowania



Wartość kalibracji



Temperatura przechowywania



Materiał, który może być ponownie wykorzystany



Oznaczenie wsadu

